



GTD 指數的求取方式


1. 執行PCKNOT(MS-DOS批次檔) > Alt + Data > Analyze Proximity Data，以取得○○.LO副檔名(如Z2.LO)
2. 執行 PF，出現下列畫面，在 Enter the name of the proximity file (? Gets help) : z2.prx，取得以○○.pf 副檔名(如 Z2.pf)



3. 執行 dist.exe，出現下列畫面



4. 輸入：Enter the name of the pfnet file(? gets help)：Z2.pf，產生 Z2.GTD
5. 將 Z2.GTD 改為 Z2.PRX
6. 再執行 PCKNOT(MS-DOS 批次檔)即可求取 GTD 指數。
7. 執行 KNOTlayout，並點選 File>Open，叫出.LO 的檔案，結果出現下面畫面



8. 安裝螢幕提取程式，如 XnView，即可把上述輸出畫面存成 JPEG 檔。

